

HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 溶液(1mol/L,pH7.2)	JLC3116	100ml	220.00	-20℃

操作步骤:

根据具体实验要求操作。一般工作终浓度为 10~50mmol/L，最常用的浓度为 10mmol/L，即稀释 100 倍使用。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。高浓度 HEPES 对某些细胞可能有一定毒性。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。4℃ 储存有效期为 2 个月。