

HEPES 缓冲液(10×HCMF,无钙镁)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 缓冲液(10×HCMF,无钙镁)	JLC3125	500ml	280	4℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作，主要用于清洗细胞，作用类似于 PBS，使用前应稀释至 1×。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。