

磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁)

操作步骤(仅供参考):

1、取 1 份磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁)，溶解于去离子水或双蒸水中，充分混匀，即可使用。如需无菌，可进行高压灭菌或过滤除菌。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

磷酸缓冲盐粉剂(1*PBS,无钙镁)由于不含有钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效

产品组成:

产品名称	产品标号	产品规格	产品价格	产品条件
磷酸缓冲盐粉剂 (1*PBS,无钙镁)	JLC3071	2L	8	RT