

## 磷酸钙法细胞转染试剂盒

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
磷酸钙法细胞转染试剂盒	JLC3172	200T	240	-20℃

- 1、 胰蛋白酶消化液
- 2、 完全培养基
- 3、 PBS
- 4、 无菌水

**注意事项:**

注意无菌操作，尽量避免污染，同时 DNA 不应含有蛋白和酚。

休克处理某些细胞系会使转染效率大大提高，但应注意甘油暴露过久易导致细胞死亡。

转染 12~24h 后，可以加入终浓度为 10mmol/L 的丁酸钠溶液，可以提高病毒滴度。

BBS solution 的 pH 值直接关系到转染效率，尽量避免长时间暴露在空气中，以免被空气中的二氧化碳酸化。

**有效期:** 6 个月有效。