

# 丁香酸说明书

【中文名称】 丁香酸

【英文名称】 Syringic acid

【CAS】 530-57-4

【分子式】 C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>

【分子量】 198.17

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【检测标准】 RP-HPLC:0.1%三氟乙酸水: 甲醇=80:20 λ : 254nm(仅供参考)

【规格】 98%， 99% by HPLC

**【包装】** 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

**【干燥失重】** ≤0.2%

**【贮存】** 密封避光保存，2-8℃。

**【用途】** 本品仅用于实验室科研含量测定。

**【检测条件】** (仅供参考)

**【注意事项】** 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

**【有效期】** 2年