

川续断皂苷VI说明书

【中文名】 川续断皂苷VI

【英文名】 Akebia saponin D

【别名】 木通皂苷 D

【分子式】 C₄₇H₇₆O₁₈

【分子量】 929.099

【CAS 号】 39524-08-8

【性状】 白色结晶粉末

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年