

多巴胺盐酸盐说明书

中文名：多巴胺盐酸盐

英文名： Dopamine hydrochloride

别名： 3-羟基酪胺盐酸盐;盐酸-3-羟基酪胺;儿茶酚乙胺盐酸盐;3,4-二羟基-β-苯基乙胺盐酸盐;4-(2-氨基乙基)-1,2-苯二酚盐酸盐

CAS 号： 62-31-7

分子式： $C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$

分子量： 189.64

MDL: MFCD00012898

熔点: 245-250°C

储存条件: 2-8°C

来源: 合成

外观: 类白色结晶

溶解性: Soluble in water (38 mg/mL) at 25 ° C, methanol, hot 95% ethanol, DMSO (38 mg/mL) at 25 ° C, aqueous solutions of alkali hydroxide

敏感性: 对热,光和空气敏感