

表小檗碱说明书

【中文名称】 表小檗碱

【英文名称】 Epiberberine

【CAS】 6873-9-2

【分子式】 $C_{20}H_{18}NO_4$

【分子量】 336.36

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶型粉末

【检测标准】 C18 色谱柱： 甲醇： 水=45:55 检测波长： 224nm

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存， 特殊产品要在氮气下保存， 长

时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年