

补骨脂定说明书

【中文名称】 补骨脂定

【英文名称】 Psoralidin

【CAS】 18642-23-4

【分子式】 C₂₀H₁₆O₅

【分子量】 336.34

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶粉末

【检测标准】 HPLC: 乙腈: 水 = 30: 70 检测波长: 350nm (仅供参考)

【工艺流程】 补骨脂-醇提-硅胶分离-结晶-纯品

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.02\%$

【贮存】 密封避光保存, 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年