

柴胡皂苷 C 说明书

【中文名】 柴胡皂苷 C

【英文名】 Saikosaponin C

【别名】 柴胡皂苷 C;SAIKOSAPONIN A(P; 6)]-); chikusakoside II;
SAIKOSAPONIN C(P); Saikosaponian C; Saikosaponin c standard;
SaikosaponinC;

【CAS 号】 20736-08-7

【分子式】 C₄₈H₇₈O₁₇

【分子量】 927.13

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年