

柴胡皂苷 A 说明书

【中文名称】 柴胡皂苷 A

【英文名称】 Saikosaponin A

【CAS】 20736-09-8

【分子式】 C₄₂H₆₈O₁₃

【分子量】 780.98

【溶解度】 溶于甲醇

【性状】 白色针状结晶

【检测标准】 乙腈：水梯度洗脱 检测波长： 210 nm （2010年药典）

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长

时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年