

和厚朴酚说明书

【中文名称】 和厚朴酚

【英文名称】 Honokiol

【CAS】 35354-74-6

【分子式】 C₁₈H₁₈O₂

【分子量】 266.33

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶体

【规格】 98%，99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 C18 色谱柱：甲醇：水=78:22 检测波长：294nm(仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年