

绿原酸说明书

【中文名称】 绿原酸

【别名】 3-咖啡酰奎尼酸

【英文名称】 Chlorogenic acid

【CAS】 327-97-9

【分子式】 C₁₆H₁₈O₉

【分子量】 354.31

【溶解度】 甲醇

【性状】 淡绿色结晶粉末

【检测标准】 C18 色谱柱 流动相：乙腈：0.4%磷酸溶液=13:87 检测
波长：327nm （2010 版中国药典）

【工艺流程】 金银花-水提-大孔树脂处理-正丁醇萃取-硅胶柱层析-甲醇重结晶-纯品

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮 存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2 年