

## 普伐他汀钠

**中文名:** 普伐他汀钠

**英文名:** Pravastatin sodium salt

**CAS 号:** 81131-70-6

**分子式:** C<sub>23</sub>H<sub>35</sub>O<sub>7</sub>Na

**分子量:** 446.5

**MDL:** MFCD00887601

**介绍:** 溶于水

**熔点:** 171°C-173°C

**储存条件:** 2-8°C

**来源:** 合成

**溶解性:** Soluble in water

**用途:** 竞争性，水溶性 3-羟基-3-甲基谷氨酰辅酶 A (HMG-CoA 还原酶) 还原酶抑制剂。

抑制体内胆固醇合成(Ki ~1 nM)。

**敏感性:** 对热敏感