

3,5-O-二咖啡酰奎宁酸

中文名：3,5-O-二咖啡酰奎宁酸

英文名：Isochlorogenic acid A

CAS 号：2450-53-5

分子式：C₂₅H₂₄O₁₂

分子量：516.457

熔 点： 170-172

比 重： 1.02

比旋光度： -198 (MeOH)

储存条件： 2-8℃

来 源： Isol. from globe artichoke (*Cynara scolymus*), Caucasian whortle

外 观： 类白色结晶性粉末

