

## L-羟脯氨酸,化学对照品(50mg)

中文名: L-羟脯氨酸,化学对照品(50mg)

英文名: L-Hydroxyproline

CAS 号: 51-35-4

分子式: C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>3</sub>

分子量: 131.131

MDL 号: MFCD00064320

熔 点: 274

比 重: 1.395

比旋光度: -74.6

储存条件: 2-8℃

来 源: Constit. of proteins

溶解性: 易溶于水(25℃, 36.1%), 微溶于乙醇

用 途: 多功能试剂, 神经兴奋剂 kainoids 和抗真菌棘白菌素的合成。也用于醛对映选择性乙基化手性配体的合成

