

远志酸

中文名：远志酸

英文名：Polygalic acid

CAS 号：1260-04-4

分子式：C₂₉H₄₄O₆

分子量：488.66

- 提取部位：根
- 化学分类：三萜类
- 熔点：315-318° C
- 沸点：638.1° C
- 溶解性：溶于甲醇
- 颜色：白色
- 外观：粉末
- 储存条件：2-8oC,干燥,避光

⊙药理作用

- 祛痰镇咳，镇静，抗惊厥，抗衰老，抗痴呆，降压，抗肿瘤，抑菌

⊙扩展阅读

- 中检所编号：111725
- 中检所用途：HPLC 法含量测定
- 中检所不能发放原因：制备困难

