

## 甘油三油酸酯,化学对照品(0.15ml)

中文名: 甘油三油酸酯,化学对照品(0.15ml)

英文名: Glycerine trioleate

CAS 号: 122-32-7

分子式: C57H104O6

分子量: 885.44

MDL 号: MFCD00137563

沸 点: 235-240

比 重: 0.92

储存条件: 2-8℃

来 源: olive oil

溶解性: 能溶于醚、氯仿和四氯化碳

用 途: 测定天然脂肪成分。乳化剂、遮光剂、消泡剂、整理剂、润滑剂、及医药原料

敏感性: 对光和空气敏感.

