

培氟沙星,化学对照品(100mg)

中文名: 培氟沙星,化学对照品(100mg)

英文名: Pefloxacin mesylate dihydrate

CAS 号: 149676-40-4

分子式: C₁₇H₂₀FN₃O₃.CH₄OS

分子量: 465.49

MDL 号: MFCD01685696

熔 点: 300° C

储存条件: 2-8°C

用 途: 培氟沙星是一种合成的氟喹诺酮类抗菌剂。这是一个诺氟沙星的类似物。 行动方式: 培氟沙星通过抑制 DNA 促旋酶阻止细菌 DNA 的复制。 抗菌谱: 培氟沙星对金黄色葡萄球菌高度, 大肠杆菌, 其他肠杆菌, 铜绿假单胞菌和活跃。 积极对革兰氏阳性菌和对革兰阴性菌优良的活动。

介 绍: 该品在水中极易溶解, 在酒精、氯仿或乙醚中几乎不溶。不易燃, 无挥发刺激性气味。

