

## 远志皂苷元,化学对照品(20mg)

中文名：远志皂苷元,化学对照品(20mg)

英文名：Senegenin

CAS 号：2469-34-3

分子式：C<sub>30</sub>H<sub>45</sub>ClO<sub>6</sub>

分子量：537.135

熔 点： 290-292

比旋光度： +19 (c, 0.74 in EtOH)

储存条件： 2-8℃

来 源： Constit. of Polygala senega. Derived from Presenegenin by treatm

外 观： 白色结晶性粉末

