

邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯,化学对照品 (1ml)

中文名: 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯,化学对照品(1ml)

英文名: Bis(methylglycol) phthalate

CAS 号: 117-82-8

分子式: C₁₄H₁₈O₆

分子量: 282.29

MDL 号: MFCD00042842

介 绍: 具芳香气味。

沸 点: 230° C

比 重: 1.173

储存条件: RT

溶解性: 能与醇、丙酮、石油醚和油类等多种有机溶剂混溶, 微溶于甘油、乙二醇。

用 途: 主要用作乙酸钠纤维素的增塑剂, 它的挥发性比邻苯二甲酸二乙酯小, 可有很好的耐久性, 同时使薄膜具有坚韧性。可用于漆包线、电影胶片、高强

