

JeKo-1 人套细胞淋巴瘤细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息:

产品品牌 : 晶抗生物

中文名称 : 人套细胞淋巴瘤细胞

细胞简称 : JeK o-1

细胞形态 : 淋巴细胞样

生长特性 : 悬浮细胞

培养环境 : 空气, 95% ; CO₂, 5% 37°C

冻存条件 : 55% 基础培养基+40% FBS+5% D M SO 液氮

完全培养基 : RPMI-1640(PM150110) + 20%FBS(164210-50) + 1%P/S(PB180120)

传代步骤:

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养, 离心转速参考 1200 rpm (250g 左右), 离心 3 分钟

传代比例 (密度) : $3 \times 10^5 - 2 \times 10^6$ cells/mL

换液频次 : 2~ 3 次/周

细胞背景描述:

一位套细胞淋巴瘤患者的巨细胞变种显示白血病转变, 从其外周血单核细胞出发建立了 M C L 细胞株 JeK o-1。JeK o-1 细胞 EB 病毒阴性, 并表达一种 B 细胞表型的 IgM。JeK o-1 细胞过表达 cyclin D 1、Bcl-2、c-Myc 及 Rb 蛋白。Bcl-1/J(H) 基因重排得到了 PCR 证实, JeK o-1 细胞在 SCID 小鼠中高成瘤。

倍增时间：~ 26-50 hours

供体年龄：女；78岁

组织来源：器官：外周血；组织：套细胞淋巴瘤

细胞类型：肿瘤细胞

肿瘤类型：淋巴瘤细胞

生物安全等级：1

基因表达：CD3-,CD5+,CD 10+,CD 19+ (verified atATCC)

细胞保藏中心：ATCC;C RL-3006 D SM Z;AC C -553

收到常温细胞后如何处理：

细胞培养详细操作步骤请参照晶抗生物细胞培养操作指南

- 1.收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
- 2.用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
- 3.仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
- 4.静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
- 5.若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

售前须知：

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。

订购热线 : 021 - 54720761

咨询 QQ : 2881498726

咨询电话 : 13166274233(微信同号)