

PC-3 完全培养基

| 一、基本信息 | |
|--------|--|
| 细胞名称 | PC-3 完全培养基 |
| 细胞品牌 | 江蓝纯生物 |
| 细胞规格 | 500ml |
| 细胞描述 | PC-3 细胞源于一位 62 岁白人男性IV级前列腺癌患者的骨头转移灶; PC-3 细胞的酸性磷酸酶活性和 5- α -睾丸激素还原酶活性都低。 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | F12K+10%FBS+1%P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好, 形态正常 |
| str 鉴定 | D8S1179: 13; FGA: 24; TH01: 6, 7; D19S433: 14; D21S11: 29, 31.2; D2S1338: 18, 20; D3S1358: 16; D5S818: 13; D7S820: 8, 11; TPOX: 8, 9; CSF1PO: 11; D13S317: 11; D16S539: 11; D18S51: 14, 15 |
| 细胞货期 | 现货, 1 周左右 |
| 储存条件 | 2~8°C, 避光储存 |

| | |
|---------------|---|
| 运输条件 | 冰袋避光发货 |
| 有效期 | 3个月 |
| 注意事项 | 使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。 |
| 二、售后服务 | |
| 细胞予重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3. 收到细胞3天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4. 常温发货的细胞静置2小时后，干冰冻存发货的细胞复苏2天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5. 常温发货的细胞静置22小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏2天后，出现污染，经核实后，重发。 6. 细胞活性问题，请在收到产品3天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。 |
| 细胞不重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 客户操作造成细胞污染，不重发。 2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前3天的细胞状态照片，不重发。 5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于3天的，不重发。 |