

T24 完全培养基

| 一、基本信息 | |
|--------|--|
| 细胞名称 | T24 完全培养基 |
| 细胞品牌 | 江蓝纯生物 |
| 细胞规格 | 500ml |
| 细胞描述 | T24 细胞源自一位 81 岁白人女性患者的膀胱移行细胞癌组织; 来源于移行细胞癌病人的白血病和血浆对 T24 和相关细胞株有细胞毒性; 倍增时间为 19 小时; 含 ras(H-ras)癌基因,表达肿瘤特有抗原。 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| str 鉴定 | D2S1338: 20, 23; D3S1358: 16; CSF1PO: 10, 12; D13S317: 12; D16S539: 9; D18S51: 16, 18; D5S818: 10, 12; D7S820: 10, 11; D8S1179: 14; FGA: 17, 22; TH01: 6; TPOX: 8, 11; D19S433: 13, 14; D21S11: 29 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好, 形态正常 |
| 细胞货期 | 现货, 1 周左右 |
| 储存条件 | 2~8°C, 避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋避光发货 |

| | |
|---------------|---|
| 有效期 | 3 个月 |
| 注意事项 | 使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。 |
| 二、售后服务 | |
| 细胞予重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。 |
| 细胞不重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 客户操作造成细胞污染，不重发。 2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。 5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。 |