

## Tca-8113 完全培养基

| 一、基本信息 |  |
|--------|--|
| 细胞名称   | Tca-8113 完全培养基   |
| 细胞品牌   | 江蓝纯生物  |
| 细胞规格   | 500ml  |
| 细胞描述   | <p>Tca-8113 细胞源自属于 I 级鳞癌(T2N1Amo, II期)的原位舌癌的活组织检查切片。通过干贴壁方法建立于 1987 年, Tca-8113 细胞传代时间为 38 小时。传代第 3 天有丝分裂指数为 61%, 移植效率为 86%, 软琼脂克隆生成率为 53-57.7%。Tca-8113 细胞经 ATS 处理后在 ICR 和 C57B1 小鼠中成瘤, 电镜和组化特征与鳞癌相符。(STR 检测位点同 HELA)</p> |
| 产品形态   | 液体   |
| 培养基成分  | RPMI1640+20%FBS+1%P/S  |
| 支原体检测  | 阴性   |
| 细胞生长   | 细胞生长良好, 形态正常   |
| 细胞货期   | 现货, 1 周左右  |
| 储存条件   | 2~8°C, 避光储存  |
| 运输条件   | 冰袋避光发货   |
| 有效期    | 3 个月   |

|               |   |
|---------------|---|
| 注意事项          | 使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。   |
| <b>二、售后服务</b> |   |
| 细胞予重发         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。</li> <li>2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。</li> <li>3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。</li> <li>4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。</li> <li>5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。</li> <li>6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。</li> </ol> |
| 细胞不重发         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客户操作造成细胞污染，不重发。</li> <li>2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。</li> <li>3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。</li> <li>4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。</li> <li>5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。</li> <li>6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。</li> </ol>   |