

MC3T3-E1 小鼠胚胎成骨细胞专用培养基

一、基本信息

| | |
|--------------|--|
| 细胞名称 | MC3T3-E1 小鼠胚胎成骨细胞专用培养基 |
| 细胞品牌 | 江蓝纯生物 |
| 细胞规格 | 125ml / 500ml |
| 细胞形态 | 液体 |
| 细胞简介 | MC3T3-E1 细胞专用培养基已包含 MC3T3-E1 细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于 MC3T3-E1 细胞的培养 |
| 细胞培养视频 | 常见细胞的传代.mp4 |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 培养基成份 | 90%DMEM+10%FBS+P/S |
| 主要成分 | MEM α 基础培养基 445ml ; 特级胎牛血清 50ml ; P/S 青霉素-链霉素 5ml |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好, 形态正常 |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤ 10 |
| PH | 7.2-7.4 |
| 产品货期 | 现货 |

| | |
|------|--------------------|
| 储存条件 | 2°C-8°C，避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋/快递运输 |
| 有效期 | 3个月 |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其它用途 |

二、注意事项

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 使用产品时应注意无菌操作，避免污染 |
| 2 | 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用 |
| 3 | 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中 |
| 4 | 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用 |
| 5 | 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面 |
| 6 | 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用 |

三、售后服务

| | |
|--------------|---|
| 细胞予重发 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。 |
|--------------|---|

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。