

MH-S 小鼠肺泡巨噬细胞系专用培养基

一、基本信息	
细胞名称	MH-S 小鼠肺泡巨噬细胞系专用培养基
细胞品牌	江蓝纯生物
细胞规格	125ml / 500ml
细胞形态	液体
细胞简介	MH-S 细胞专用培养基已包含 MH-S 细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于 MH-S 细胞的培养
细胞培养视频	常见细胞的传代.mp4
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
培养基成份	/
主要成分	DMEM 基础培养基 444.5ml；特级胎牛血清 50ml；P/S 青霉素-链霉素 5ml； β -巯基乙醇(0.05 mM)0.5 mL
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常
内毒素含量(eu/mL)	≤ 10
PH	7.2-7.4

产品货期	现货
储存条件	2°C-8°C，避光储存
运输条件	冰袋/快递运输
有效期	3个月
供应范围	仅限于科研实验使用，不得用于其它用途

二、注意事项

1	使用产品时应注意无菌操作，避免污染
2	本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用
3	保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中
4	所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用
5	本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面
6	培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用

三、售后服务

细胞予重发	<ol style="list-style-type: none">1. 细胞运输中遭遇的各种问题, 细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等, 重发。2. 收到细胞未开封, 如出现污染状况, 重发。3. 收到细胞 3 天内, 发现污染问题, 经核实后, 重发。4. 常温发货的细胞静置 2 小时后, 干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 绝大多数细胞未存活, 经核实后, 重发。5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 出现污染, 经核实后, 重发。6. 细胞活性问题, 请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果, 用台盼蓝染色法鉴定细胞活力, 经核实后, 重发。
细胞不重发	<ol style="list-style-type: none">1. 客户操作造成细胞污染, 不重发。2. 客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。