

## 3'-羟基葛根素说明书

中文名 3'-羟基葛根素

英文名 (3'-hydroxy Puerarin)

分子式 C<sub>21</sub>H<sub>20</sub>O<sub>10</sub>

分子量 432.38

CAS 117076-54-5

性状 类白色结晶粉末

溶解度 溶于甲醇

规格 98%，99% by HPLC

包装 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

干燥失重 $\leq$ 0.2%

贮存 密封避光保存，2-8℃。

用途 本品仅用于实验室科研含量测定。

检测条件 (仅供参考)

注意事项 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

有效期 2年