

丹酚酸 A 说明书

【中文名称】 丹酚酸 A

【别名】 丹参酚酸 A

【英文名称】 Salvianolic acid A

【CAS 】 96574-01-5

【分子式】 C₂₆H₂₂O₁₀

【分子量】 494.45

【溶解度】 甲醇

【性状】 白色结晶体

【检测标准】 C18 色谱柱： 甲醇： 乙腈： 水： 乙酸=30： 10： 60： 1

检测波长： 286nm

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年