

1, 8-二羟基蒽醌说明书

【中文名称】 1,8-二羟基蒽醌

【英文名称】 1,8-Dihydroxyanthraquinone

【分子式】 C₁₄H₈O₄

【分子量】 240.21

【外观】 橘红色结晶 (Orange crystal)

【CAS No.】 117-10-2

【流动相】 MeOH : ACN : 0.1% H₃PO₄ = 10 : 50 : 40 检测波长: 225nm

【规格】 98%, 99% by HPLC

【包装】 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 1g, 100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 ≤0.2%

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年