

## 改良苯酚品红染色液

### 摘要

主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色,又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液和改良石炭酸品红染色液。

### 产品介绍

主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色,又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液和改良石炭酸品红染色液。与醋酸洋红染色相似,但较稳定,主要由苯酚、碱性品红、山梨醇等组成,制作工艺复杂。染色后呈红色。