

## Carnoy 固定液 II

### 摘要

又称卡诺氏固定液, RNA/DNA 染色的固定, 糖原的固定, 能清除血性标本, 可以用于细胞学固定。

### 产品介绍

又称卡诺氏固定液, RNA/DNA 染色的固定, 糖原的固定, 能清除血性标本, 可以用于细胞学固定。不含氯仿等有害物质。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。