

Gendre 固定液

摘要

固定液,易于保护碳水化合物(如用于保存糖原)

产品介绍

固定液,易于保护碳水化合物(如用于保存糖原)主要由乙醇、甲醛、冰乙酸等组成。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变,从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。