

抗酸染色液(Ziehl-Neelsen 热染法)

摘要

抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌

产品介绍

抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌经典抗酸菌染色法,中国结核杆菌防治规划痰涂片检验标准化操作,结果为: 抗酸杆菌/结核杆菌呈红色,非抗酸杆菌和背景呈蓝色。主要由石炭酸复红液、脱色液、亚甲蓝复染液组成。