

## 钉红染色液

### 摘要

在植物病虫害组织切片染色中，可将宿主植物组织中菌丝体和孢子染成红色。

### 产品介绍

在植物病虫害组织切片染色中，可将宿主植物组织中菌丝体和孢子染成红色。钉红 (Ruthenium Red) 分子式为  $\text{Ru}_3\text{O}_2\text{Cl}_6 \cdot 14(\text{NH}_3)$ ，CAS 号为 11103-72-3，分子量为 786.35，外观为红色晶体，可用做电压敏感的钙离子通道抑制剂