

## 芽孢晶体染色液

### 摘要

芽孢晶体会被染成红色，菌体呈红色，可以判断某些芽孢杆菌产生碱溶性蛋白晶体(伴孢晶体)。但应注意，观察芽孢应在成熟期，但也不能过久，否则只能看到芽孢，而营养体已经消失

### 产品介绍

芽孢晶体会被染成红色，菌体呈红色，可以判断某些芽孢杆菌产生碱溶性蛋白晶体(伴孢晶体)。但应注意，观察芽孢应在成熟期，但也不能过久，否则只能看到芽孢，而营养体已经消失主要由石炭酸、乙醇、品红等组成