

三(1,10-菲咯啉)硫酸铁(II)水溶液(试亚铁灵)

摘要

氧化还原指示剂,以及用作亚铁试剂。也称作试亚铁灵, 菲绕啉指示剂溶液 , 亚铁菲绕啉离子还原溶液, 0.025 M

产品介绍

氧化还原指示剂,以及用作亚铁试剂。也称作试亚铁灵, 菲绕啉指示剂溶液 , 亚铁菲绕啉离子还原溶液, 0.025 M 氧化态为浅蓝色, 还原态为无色。