

磺胺对甲氧嘧啶

中文名：磺胺对甲氧嘧啶

英文名：Sulfameter

CAS 号：651-06-9

分子式：C₁₁H₁₂N₄O₃S

分子量：280.3

MDL 号：MFCD00006067

介绍：几乎不溶于水、醚或乙醇，微溶于酸，易溶于碱。无臭，味苦。

熔点：214-216° C

比重：1.465

储存条件：RT

用途：主要用于防治溶血性链球菌、肺炎球菌及脑膜炎球菌引起的感染。治疗球虫病。泌尿道及呼吸道感染等疾病。

