

氯化钴

中文名：氯化钴

英文名：Cobalt chloride hexahydrate

CAS 号：7791-13-1

分子式：CoCl₂ · 6H₂O

分子量：237.93

MDL 号：MFCD00149652


介绍：易潮解，在室温下稳定，遇热变成兰色，在潮湿空气中冷却又变成红色，易溶于水、醇、醚、丙酮、甘油及乙酸，失去结晶水后变为兰色的无水物。

熔点：86℃

比重：1.92

用途：用于制气压计、比重计、隐显墨水等。氯化钴试纸在干燥时是蓝色，潮湿时转变为粉红色。硅胶中加一定量的氯化钴，可指示硅胶的吸湿程度。也可用于电镀工业，还可用作饲料添加剂。

储存条件：RT



Gelatins® 江蓝纯®
