

DL-苯丙氨酸

中文名：DL-苯丙氨酸

英文名：DL-Phenylalanine

CAS 号：150-30-1

分子式：C₉H₁₁NO₂

分子量：165.19

MDL 号：MFCD00064225

介绍：甜味。在真空中升华。水中溶解度 (g/L)：14 · 11 g/L (25° C)。极微溶于乙醇和甲醇，难溶于乙醚。

熔点：271-273° C

比重：1 · 201

储存条件：RT

敏感性：对光敏感



