

## 1, 1-二氯乙烯标准溶液, 1mg/ml,基体: 甲醇

中文名: 1, 1-二氯乙烯标准溶液, 1mg/ml,基体: 甲醇

英文名: 1,1-Dichloroethene solution

别名: 偏二氯乙烯, 亚乙烯基氯, 偏氯乙烯;Vinylidene chloride

CAS 号: 75-35-4

分子式: C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>

分子量: 96.94

MDL 号: MFCD00011653

敏感性: 对光敏感

贮存条件: 密封 2-8° C 避光保存

折光率: 1.4249

沸点: 31. 6° C

熔点: -122. 6° C

密度: 0.8000

用途: 校准仪器和装置; 评价方法; 工作标准; 质量保证/质量控制; 其他。

