

巴卡亭 III 说明书

中文名：巴卡亭 III

英文名：Baccatin III

CAS 号：27548-93-2

分子式：C₃₁H₃₈O₁₁

分子量：586.63

MDL：MFCD00153921

熔点：229-234℃

沸 点： 229-234℃

储存条件： 2-8℃

来 源： 紫杉

外 观： 白色结晶性粉末

溶解性： Soluble in DMSO, 100% ethanol, and methanol

用 途： An apoptosis inducer and precursor to paclitaxel/taxol