

茯苓酸说明书

【中文名】 茯苓酸

【英文名】 Pachymic acid

【别名】 茯苓酸.茯苓灵酸;3-ACETYLTUMULOSIC ACID; Pachymasaeure;
pachymaic acid; Lanost-8-en-21-oic acid,3-(acetyloxy)-16-hydroxy;
pachimic acid; 3-O-Acetyltumulosic acid; Lanost-8-en-21-oic
acid,3-(acetyloxy)-16-hydro

【CAS号】 29070-92-6

【分子式】 C₃₃H₅₂O₅

【分子量】 528.77

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相

应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存，2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 (仅供参考)

【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年