牛血清白蛋白 V

中文名: 牛血清白蛋白 V

英文名: Albumin Bovine V

CAS 号: 9048-46-8

MDL 号: MFCD00130384

属性

敏感性 对光线敏感

存贮条件 储存温度 2-8°C

密度否

荧光 否

IC50 否

pK Values 否

描述

别 名 BSA; 白蛋白 来源于牛血清; 牛血清蛋白; BSA; Bovine albumin; Bovine Serum Albumin; Albumin bovine serum

用途 A general purpose purified albumin, suitable for Westerns, enzyme systems and as a protein supplement.

生化机理 Bovine Serum Albumin is applicable for numerous biochemical applications including ELISAs (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), immunoblots, and immunohistochemistry. Frequently used as a blocking reagent; particularly useful with casein-sensitive antibodies, such as phospho-specific antibodies. Also used as a nutrient in cell and microbial culture. In restriction digests, BSA is used to stabilize some enzymes during digestion of DNA and to prevent adhesion of the enzyme to reaction tubes and other vessels. Commonly used to determine the quantity of other proteins, by comparing an unknown quantity of protein to known amounts of BSA.