

## 肝素钠,生物标准品(约 18mg)

中文名: 肝素钠,生物标准品(约 18mg)

英文名: Heparin sodium

CAS 号: 9041-08-1

MDL 号: MFCD00081689

储存条件: 2-8°C, 避光

溶解性: 易溶于水(1g 溶于 20ml 水), 溶于盐水溶液, 几乎不溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿和苯。

用途: 生化研究, 防止凝血酶原转变成凝血酶。

敏感性: 有吸湿性

介绍: 几乎无臭。无味。为一种天然多糖, 取自猪或牛肠粘液或牛肺。1%的水溶液 pH 为 6.0-7.5。半数致死量(大鼠, 静脉)354mg/kg。

