

可溶性淀粉,其他(8g)

中文名：可溶性淀粉,其他(8g)

英文名：Starch soluble

CAS 号：9005-84-9

分子式：(C₆H₁₀O₅)_n

MDL 号：MFCD00082026

储存条件：RT

用途：测定麦芽和血清中的淀粉酶活力，碘量滴定分析法指示剂。血液非蛋白氮的检验，测定血清钠。

敏感性：易吸潮

介绍：水溶性淀粉为白色或黄白色粉末，在冷水中即可全溶。常温下 100ml 水中边加边搅，至少可溶解 60g 该品。但其粘度较可溶性淀粉大，若用摇摆机制粒时，颗粒不易脱落。

