

## 尿激酶,生物标准品(1240IU)

中文名: 尿激酶,生物标准品(1240IU)

英文名: Urokinase

CAS 号: 9039-53-6

MDL 号: MFCD00132566

活力定义:Unit Definition One unit will activate that amount of plasminogen which will produce of 1.0 per ml per minute at pH 7.5 at 37 ° C, when measuring perchloric acid soluble products from  $\alpha$ -casein (1 cm light path).

稳定性: 干粉在 4°C 较稳定, 水溶液在 4°C 的稳定期为 3 天。

储存条件: -20°C

溶解性: 溶于水

用途: 尿激酶是一种蛋白酶,切割纤维蛋白溶酶原(plasminogen)形成纤溶酶(plasmin)。它结合到细胞表面受体 (uPAR),

敏感性: 对湿敏感



Gelatins® 江蓝纯®

---