

## 细胞色素 C,化学对照品(4mg)

中文名：细胞色素 C,化学对照品(4mg)

英文名：Cytochrome C

CAS 号：9007-43-6

MDL 号：MFCD00130890

介 绍： 还原型和氧化型均易溶于水及酸性溶液，前者水溶液呈桃红色，后者呈深红色。对热都较稳定。而前者较后者更稳定些，分子量约 11000-13000。

熔 点： 300° C

储存条件： -20°C

用 途： 细胞呼吸激活药。对组织中细胞的氧化、还原过程具有迅速的酶促作用。用于急救或辅助治疗中因各种原因引起的组织缺氧。对抗癌药物引起的白