

维生素 K3,化学对照品(100mg)

中文名：维生素 K3,化学对照品(100mg)

英文名：VK3

CAS 号：58-27-5

分子式：C₁₁H₈O₂

分子量：172.183

MDL 号：MFCD00001681

熔 点： 104-105

比 重： 1.225

储存条件： RT,避光

来 源： Isol. from ferns *Asplenium laciniatum*, *Asplenium indicum* and *Jug*

外 观： 黄色

溶解性： 溶于乙醇(1 G/60 ML) 、苯(1 G/10 ML)、氯仿、四氯化碳和植物油(1 G/50 ML)等，
不溶于水

用 途： 止血药、饲料添加剂原料

敏感性： 对光敏感

