

磷酸转乙酰化酶,化学对照品(120 U)

中文名：磷酸转乙酰化酶,化学对照品(120 U)

英文名：Phosphotransacetylase from *Bacillus stearothermophilus*

CAS 号：9029-91-8

MDL 号：MFCD00131907

酶活定义：One unit will convert 1.0 μ mole of CoA to acetyl CoA per min at pH 7.4 at 25 ° C using acetyl phosphate as substrate.

酶 活： $\geq 3,000$ units/mg protein

来 源：芽孢杆菌。

性 状：冻干粉。

储存条件：-20°C

